



ООО «ВИТЭК ГРУП»  
Ул. 25-ой Чапаевской дивизии 6/1, оф. 134, 137  
Одесса, 65101, Украина  
Телефон/факс: +380 (48) 777-91-73, 777-91-75  
www.witec.com.ua, info@witec.com.ua

## Прецизионные термометры

Кат. номер	Тип	Диапазон измерения, °С	Цена деления, °С	Длина, мм	Заполнение	Стандарт
L25900	лабораторное молочное стекло	-10 ÷ +50	1	250	Hg	-
L25902	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +100	1	305	Hg	DIN 12778
L25904	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +150	1	305	Hg	DIN 12778
L25908	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +250	1	350	Hg	DIN 12778
L25910	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +360	1	380	Hg	DIN 12778
L25922	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +50	0.5	220	Hg	DIN 12775
L25924	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +100	0.5	270	Hg	DIN 12775
L25926	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +150	0.5	350	Hg	DIN 12775
L25930	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +250	0.5	420	Hg	DIN 12775
L25934	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +360	0.5	480	Hg	DIN 12775
L25944	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +50	0.2	350	Hg	DIN 12775
L25948	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +100	0.2	420	Hg	DIN 12775
L25952	лабораторное молочное стекло	-5 ÷ +150	0.2	480	Hg	-
L25954	лабораторное молочное стекло	-5 ÷ +200	0.2	550	Hg	-
L25992	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +50	0.1	420	Hg	DIN 12775
L25994	лабораторное молочное стекло	-10 ÷ +50	0.1	420	Hg	-
L26004	лабораторное молочное стекло	0 ÷ +100	0.1	550	Hg	-
L26006	лабораторное молочное стекло	-10 ÷ +100	0.1	600	Hg	-